


Anti-Slc19A1 (Trasportatore Di Folato Ridotto) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - P41440

Numero articolo: CM0012921



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting SLC19A1 umano (trasportatore di folato ridotto), adatto per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sul trasporto del folato, l'assorbimento del metotrexato e la segnalazione immunitaria dei dinucleotidi ciclici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC19A1 Coniglio pAb
Note/Alias	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6573
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 452-591 di SLC19A1 umano (NP_919231.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P41440
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio