


Anticorpo Policlonale Anti-Slc1A4 Per Wb, Elisa - P43007

Numero articolo: CM0016223



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC1A4 (ASCT1, SATT) convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di amminoacidi e le malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SLC1A4 Rabbit pAb
Note / Alias	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6509
GeneID	6509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-220 di SLC1A4 umano (NP_003029.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43007
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio