


Anticorpo Policlonale Anti-Slc1A4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43007

Numero articolo: CM0025337



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC1A4, diretto contro il trasportatore umano di aminoacidi neutri ASCT1. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'omeostasi della D-serina e dei meccanismi di trasporto degli aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC1A4 Rabbit pAb
Note/Alias	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
Specie	Uomo
ID gene	6509
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della proteina umana SLC1A4 (P43007)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43007
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio