


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc1A5 Per Wb E Elisa - Q15758

Numero articolo: CM0015377



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia l'SLC1A5 umano (ASCT2), adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio del trasporto della glutammina, del metabolismo del cancro e delle funzioni dei recettori virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC1A5 Rabbit pAb
Note / Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Specie	Uomo
GeneID	6510 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'SLC1A5 umano (NP_005619.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q15758
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio