


Anticorpo Policlonale Anti-Slc1A5 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q15758

Numero articolo: CM0028724



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro SLC1A5 (ASCT2) umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di amminoacidi neutri e sulla segnalazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC1A5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6510
ID Gene	6510
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15758
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio