

Anti-Slc1A6 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb E Elisa - P48664

Numero articolo: CM0028024

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SLC1A6 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Rileva EAAT4 umano e murino, un trasportatore di glutammato essenziale nelle cellule di Purkinje del cervelletto. Ideale per studi di neuroscienze e sui trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC1A6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EAAT4; SLC1A6
Specie	Umano
GeneID (umano)	6511
GeneID	6511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-265 di SLC1A6 umano (NP_001259016.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P48664
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio