

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc1A7 Per Wb Ed Elisa - 000341

Numero articolo: CM0014749

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SLC1A7 umano (EAAT5), adatto per Western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con il mouse. Ideale per applicazioni di ricerca sul trasportatore di glutammato e sulla retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC1A7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6512
GenelD	6512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-560 di SLC1A7 umano (NP_006662.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	000341
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio