

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc1A7 Per Wb, Elisa - 000341

Numero articolo: CM0024042

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC1A7 (EAAT5), validato per applicazioni WB ed ELISA, con cross-reattività per il topo. Adatto per la ricerca sulla retina e le neuroscienze riguardante il trasporto del glutammato e l'inibizione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC1A7
Note/Alias	SLC1A7; AAAT; EAAT5; trasportatore di soluti famiglia 1 membro 7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6512
ID Gene	6512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-560 di SLC1A7 umano (NP_006662.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	O00341
Peso Proteico	17kDa/60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio