

Anticorpo Policlonale Anti-Slc20A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Numero articolo: CM0024883

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SLC20A1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Trasportatore di fosfato dipendente dal sodio 1, rilevante nella ricerca sulla calcificazione e sui recettori retrovirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC20A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PIT1; GLVR1; PIT-1; Glvr-1; SLC20A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6574
Gene ID	6574
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 257-356 di SLC20A1 umano (NP_005406.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WUM9
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio