

Anticorpo Policlonale Anti-Slc20A2 Per Wb Ed Elisa - Q08357

Numero articolo: CM0028165

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC20A2 (PiT-2), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto del fosfato, mineralizzazione ossea ed ingresso retrovirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC20A2 Rabbit pAb
Note/Alias	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6575
GeneID	6575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-485 di SLC20A2 umano (NP_001244110.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08357
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio