


Anti-Slc22A11 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nsa0

Numero articolo: CM0028454



introduzione

Anti-SLC22A11 Anticorpo Policlonale Coniglio (OAT4) validato per WB, ELISA. Rileva SLC22A11 umano, murino, ratto, un trasportatore di anioni organici placentare/renale. Ideale per studi sul trasporto e ricerche sul riassorbimento renale e sullo scambio di steroidi placentari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC22A11 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OAT4; hOAT4; SLC22A11
Specie	Umano
GenelD (Umano)	55867
GenelD	55867
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-140 di SLC22A11 umano (NP_060954.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NSA0
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio