


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Slc22A3/Oct3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

Numero articolo: CM0003694



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-SLC22A3/OCT3 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il trasportatore di soluti della famiglia 22 membro 3 umano e murino (O75751), un key trasportatore di cationi organici coinvolto nell'assorbimento di neurotrasmettitori e farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC22A3/OCT3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6581
GeneID	6581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-450 di SLC22A3/OCT3 umano (O75751)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O75751
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio