

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Slc22A5 (Octn2) Per Wb, If/Icc, Elisa - O76082

Numero articolo: CM0021871



### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro SLC22A5 (OCTN2), un trasportatore di carnitina ad alta affinità. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, mouse e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo della carnitina, dell'omeostasi intestinale e della carenza primaria di carnitina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | SLC22A5 Rabbit pAb                                                                                 |
| Annotazioni/Alias     | CDSP; OCTN2; SLC22A5                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                              |
| ID gene (Umano)       | 6584                                                                                               |
| ID gene               | 6584                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 430-529 di SLC22A5 umano (NP_003051.1) |
| Origine               | Rabbit                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                              |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                  |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                |
| SWISS                 | O76082                                                                                             |
| Peso proteico         | 63kDa                                                                                              |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                  |