


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Slc22A6 Per Wb E Elisa - Q4U2R8

Numero articolo: CM0019377



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro il trasportatore anionico organico SLC22A6 (OAT1) umano. Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Ideale per ricerche su trasportatori di farmaci renali e farmacocinetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC22A6 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9356
ID gene	9356
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-135 di SLC22A6 umano (NP_004781.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q4U2R8
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio