

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc22A7 Per Wb, Elisa - Q9Y694

Numero articolo: CM0012998

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SLC22A7 umano (OAT2/NLT), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di farmaci e sulla funzione renale/epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC22A7 Rabbit pAb
Note/Alias	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10864
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-142 di SLC22A7 umano (NP_696961.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y694
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio