

Anticorpo Policlonale Anti-Slc23A2 Per Wb, Elisa - Q9Ugh3

Numero articolo: CM0031031

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC23A2 (SVCT2) umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva campioni umani e di topo. Ideale per studi sul trasporto dell'ascorbato e l'assorbimento della vitamina C dipendente dal sodio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC23A2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9962
GeneID	9962
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 551-650 di SLC23A2 umano (NP_005107.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UGH3
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio