

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc24A4 Per Wb Ed Elisa - Q8Nff2

Numero articolo: CM0023738

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC24A4 (NCKX4), validato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto del calcio, olfazione e amelogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC24A4
Note/Alias	AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
Specie	Umano
GeneID	123041
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 di SLC24A4 umano (NP_705932.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NFF2
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio