

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc24A5 Per If/Icc, Elisa - Q71Rs6

Numero articolo: CM0014383

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC24A5 umano, lo scambiatore sodio/potassio/calcio 5, per IF/ICC e ELISA. È coinvolto nel trasporto ionico dei melanosomi e nella pigmentazione, utile per la ricerca sull'albinismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC24A5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	283652
GeneID	283652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-300 di SLC24A5 umano (NP_995322.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q71RS6
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio