

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A1 Per Wb, Elisa - P53007

Numero articolo: CM0022308

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC25A1 umano (trasportatore mitocondriale del citrato). Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per applicazioni di ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A1 Rabbit pAb
Note/alias	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; membro 1 della famiglia 25 dei trasportatori di soluti
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6576
GeneID	6576
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 14-124 di SLC25A1 umano (NP_005975.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P53007
Peso della proteina	34kDa
Spedizione	Borsa refrigerante