

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P53007

Numero articolo: CM0018257

introduzione

Anticorpo policlonale contro SLC25A1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva i livelli endogeni di SLC25A1 in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale del citrato e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altro nome	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6576
GeneID	6576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-311 di SLC25A1 umano (NP_005975.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53007
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio