

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A11 Per Wb, Elisa - Q02978

Numero articolo: CM0021204

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di grado ricerca diretto contro SLC25A11 (trasportatore mitocondriale del 2-ossoglutarato/malato). Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A11 Rabbit pAb
Note/Alias	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
Specie	Uomo
ID gene (umano)	8402
ID gene	8402
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SLC25A11 umano (NP_003553.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q02978
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio