

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A11 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02978

Numero articolo: CM0028836

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A11 (OGC). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Rileva la proteina mitocondriale trasportatrice 2-ossoglutarato/malato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A11 Rabbit pAb
Note/Alias	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8402
GeneID	8402
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SLC25A11 umano (NP_003553.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02978
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio