


Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A12 Per Wb, Elisa - 075746

Numero articolo: CM0016736



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A12 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto mitocondriale di aspartato/glutammato e degli scambi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8604
ID Gene	8604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di SLC25A12 umano (NP_003696.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	075746
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio