


Anti-Slc25A12 Coniglio Monoclonale Per Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - O75746

Numero articolo: CM0002751



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting umano SLC25A12, un antiportatore mitocondriale aspartato/glammato. Validato per WB, IF-P, IHC-P, IP ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto mitocondriale e metabolico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A12 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8604
Gene ID	8604
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75746
Peso Proteico	75 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio