

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A13 Per Wb, Elisa - Q9Ujs0

Numero articolo: CM0016336



introduzione

Anticorpo policlonale anti-SLC25A13 validato per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Indicato per lo studio dell'antiporto mitocondriale aspartato/glutammato e della funzione della citrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A13 Rabbit pAb
Note/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	10165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della SLC25A13 umana (NP_001153682.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UJS0
Peso della proteina	74 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante