

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Slc25A13/Citrina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Numero articolo: CM0004175



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SLC25A13/citrina umana (SWISS: Q9UJS0). Convalidato per WB, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale e le malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A13/Citrina mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	SLC25A13; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; solute carrier family 25 member 13; SLC25A13/Citrina
Specie	Umana
GeneID	10165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SLC25A13/Citrina umana (NP_055066.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJS0
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio