

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc25A16 Per Wb Ed Elisa - P16260

Numero articolo: CM0021763

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC25A16, un trasportatore mitocondriale del coenzima A associato alla malattia di Graves. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale e sulle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A16 Rabbit pAb
Note/Alias	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Specie	Uomo
GeneID	8034
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di SLC25A16 umano (NP_689920.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P16260
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante