

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A17 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43808

Numero articolo: CM0014372

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A17 umano (PMP34), validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva SLC25A17 in umano e topo, un trasportatore di cofattori perossisomale. Adatto per la ricerca sulla biologia dei perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A17 pAb coniglio
Note/Alias	PMP34; SLC25A17
Specie	Umano
GeneID	10478
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 di SLC25A17 umano (NP_006349.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O43808
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio