

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A19 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Numero articolo: CM0018113

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A19 umano, un trasportatore mitocondriale del pirofosfato di tiamina. Indicato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA con reattività verso campioni umani e murini. Utile per lo studio del trasporto mitocondriale e dei disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A19 Rabbit pAb
Note/alias	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Specie	Uomo
GeneID (umano)	60386
GeneID	60386
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di SLC25A19 umano (NP_068380.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9HC21
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio