

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc25A19 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Numero articolo: CM0016781

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A19 umano (trasportatore mitocondriale del pirofosfato di tiamina). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A19 Rabbit pAb
Note/Alias	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Specie	Umano
GeneID	60386
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di SLC25A19 umano (NP_068380.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9HC21
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante