

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A20 Per Wb, Elisa - 043772

Numero articolo: CM0013411

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targettizza l'SLC25A20 umano, il trasportatore mitocondriale di carnitina/acilcarnitina (CACT), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A20 Rabbit pAb
Note/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Specie	Umano
GeneID	788
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'SLC25A20 umano (NP_000378.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43772
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio