

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Numero articolo: CM0015715

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A23, un trasportatore mitocondriale ATP-Mg/Pi che regola i pool di nucleotidi adeninici e l'assorbimento di calcio. Validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto (52 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A23 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-160 della SLC25A23 umana (NP_077008.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BV35
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio