

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A24 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nuk1

Numero articolo: CM0016563



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A24 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Bersaglia il trasportatore mitocondriale ATP-Mg/Pi SCaMC-1 (53 kDa). Ideale per studi sul trasporto dei nucleotidi mitocondriali e l'omeostasi del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A24 Rabbit pAb
Note / Alias	APC1; SCAMC1; SCAMC-1; SLC25A24
Specie	Umana
GeneID (Umano)	29957
GeneID	29957
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 della proteina SLC25A24 umana (NP_037518.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6NUK1
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio