

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc25A26 Per Wb Ed Elisa - Q70Hw3

Numero articolo: CM0020841

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC25A26 umano, adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Target: proteina trasportatrice mitocondriale della S-adenosilmetionina, per studi di metilazione e trasporto. Peso molecolare: 29 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A26 Rabbit pAb
Note/Alias	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Specie	Umano
GeneID	115286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-185 di SLC25A26 umano (NP_775742.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q70HW3
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante