

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A27 Per Wb, If/Icc, Elisa - 095847

Numero articolo: CM0013329

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla SLC25A27 umana (UCP4). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Utile per studi sulla disaccoppiamento mitocondriale e stress metabolico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC25A27 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	UCP4; SLC25A27
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9481
GenelD	9481
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 201-300 della SLC25A27 umana (NP_004268.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095847
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio