

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A38 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Dw6

Numero articolo: CM0013515

introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro SLC25A38 umano, un trasportatore mitocondriale della glicina coinvolto nella biosintesi dell'eme. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sull'eritropoiesi e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC25A38 Rabbit pAb
Note/Alias	SIDBA2; SLC25A38
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54977
GeneID	54977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di SLC25A38 umano (NP_060345.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96DW6
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio