

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A39 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Bzj4

Numero articolo: CM0020108

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SLC25A39 per applicazioni WB, IF-P ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Bersaglia il trasportatore mitocondriale del glutatione, utile per la biologia redox e la ricerca sull'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC25A39 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51629
GeneID	51629
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-250 di SLC25A39 umano (NP_001137252.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZJ4
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio