

Anticorpo Policlonale Anti-Slc25A43 Per Wb, Elisa - Q8Wut9

Numero articolo: CM0018624

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC25A43 per applicazioni WB e ELISA. Riconosce il solute carrier family 25 membro 43 umano, un trasportatore della membrana interna mitocondriale. Ideale per studi sul trasporto mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	slc25a43 Rabbit pAb
Note/Alias	SLC25A43; slc25a43
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	203427
GeneID	203427
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di slc25a43 umano (NP_660348.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q8WUT9
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio