

Anticorpo Monoclonale Anti-Slc25A4/Ant1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12235

Numero articolo: CM0003159

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SLC25A4/ANT1 umano (traslocasi ADP/ATP 1), convalidato KO per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto mitocondriale e sulla bioenergetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] SLC25A4/ANT1 Rabbit mAb
Note/Alias	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	291
GeneID	291
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di SLC25A4/ANT1 umano (NP_001142.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12235
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio