

Anticorpo Policlonale Anti-Slc26A11 Per Wb, Elisa - Q86Wa9

Numero articolo: CM0022314

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC26A11 umano (trasportatore di anioni solfato indipendente dal sodio), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Utile per studi su rene, cervello e biologia dei trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC26A11 Rabbit pAb
Note/alias	SLC26A11
Specie	Umano
ID del gene	284129 (umano)
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di SLC26A11 umano (NP_001159819.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q86WA9
Peso della proteina	65kDa
Spedizione	Confezione refrigerante