

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc26A2 Per Wb E Elisa - P50443

Numero articolo: CM0018261



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a SLC26A2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per lo studio del trasporto dei solfati e dei disturbi dello sviluppo della cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC26A2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1836
GeneID	1836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-111 di SLC26A2 umano (NP_000103.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, topo
SWISS	P50443
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio