


Anticorpo Policlonale Anti-Slc26A3 Per Wb E Elisa - P40879

Numero articolo: CM0028685



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a SLC26A3 (DRA/CLD), uno scambiatore cloruro-bicarbonato. Validato per Western blot e ELISA; utile per la ricerca sul cancro del colon e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC26A3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLD, DRA, SLC26A3
Specie	Umano
Gene ID	1811
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 505-764 della SLC26A3 umana (NP_000102.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P40879
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio