


Anticorpo Policlonale Anti-Slc26A6 Per Wb E Elisa - Q9Bxs9

Numero articolo: CM0018726



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLC26A6 umano (proteina simile alla pendrina 1) per Western blot (WB) e ELISA. Validato per campioni umani, supporta la ricerca sui trasportatori di scambio anionico nell'omeostasi acido-base e nel trasporto ionico, specialmente a livello renale e pancreatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC26A6 Rabbit pAb
Note/Alias	SLC26A6
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	65010
ID Gene	65010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 509-758 di SLC26A6 umano (NP_599025.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q9BXS9
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio