


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc26A9 Per Wb, Elisa - Q7Lbe3

Numero articolo: CM0019285



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SLC26A9 umano, un trasportatore ionico e canale del cloro. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul trasporto respiratorio ed epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC26A9 Rabbit pAb
Note/alias	SLC26A9
Specie	Uomo
GeneID (umano)	115019
GeneID	115019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-660 di SLC26A9 umano (NP_443166.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q7LBE3
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante