

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc27A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Pcb7

Numero articolo: CM0017050

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio SLC27A1 validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata umana, di topo e ratto. Studia la proteina 1 di trasporto degli acidi grassi a catena lunga nel metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC27A1 Rabbit pAb
Note/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	376497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-646 di SLC27A1 umano (NP_940982.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6PCB7
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio