

Anticorpo Policlonale Anti-Slc27A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14975

Numero articolo: CM0014083

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC27A2 (FATP2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul trasporto e il metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC27A2 Rabbit pAb
Note/Alias	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11001
ID Gene	11001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-573 di FATP2 umano (NP_003636.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14975
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio