

Anticorpo Policlonale Anti-Slc27A6 Per Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Numero articolo: CM0021963

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC27A6 / FATP6 per applicazioni IHC-P e ELISA. Rileva SLC27A6 umano e murino, un trasportatore di acidi grassi a catena lunga e acil-CoA ligasi, 70 kDa. Ideale per la ricerca su cuore, placenta e surrene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC27A6 Rabbit pAb
Note/Alias	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; solute carrier family 27 member 6
Specie	Umano
GeneID	28965
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 506-600 di SLC27A6 umano (NP_054750.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y2P4
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio