

Anticorpo Policlonale Anti-Slc27A6 Per Wb Ed Elisa - Q9Y2P4

Numero articolo: CM0026434

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC27A6 (FATP6), validato per WB ed ELISA. Reagisce con uomo e topo. Utilizzato nella ricerca sul trasporto degli acidi grassi e sul metabolismo. UniProt Q9Y2P4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC27A6 Rabbit pAb
Note/Alias	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	28965
GeneID	28965
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 370-619 di SLC27A6 umano (NP_054750.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y2P4
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio