

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc28A2 Per Wb E Elisa - O43868

Numero articolo: CM0022982

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC28A2 umano (CNT2), adatto per Western blot ed ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto dei nucleosidi purinici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC28A2 Rabbit pAb
Note/Alias	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9153
ID del gene	9153
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di SLC28A2 umano (NP_004203.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O43868
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante