


Anticorpo Policlonale Anti-Slc28A3 Per Wb, Elisa - Q9Has3

Numero articolo: CM0018177



introduzione

SLC28A3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per Western blot ed ELISA, che rileva il trasportatore concentrativo di nucleosidi 3 umano e murino, un trasportatore di nucleosidi sodio-dipendente coinvolto nel trasporto di farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC28A3 Rabbit pAb
Note/Alias	CNT3; SLC28A3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64078
ID Gene	64078
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 612-691 di SLC28A3 umano (NP_071410.1).)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9HAS3
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio